

MANUAL

Erection System[®]

Dispositif médical de
stimulation de l'érection

Mode d'emploi

Français



MED*intim*
personal healthcare

Causes des troubles de l'érection

Parmi les causes des troubles de l'érection les plus fréquentes, on trouve, entre autres

- le diabète (augmentation de la glycémie)
- l'hypertension
- les maladies vasculaires (artériosclérose)
- l'augmentation des lipides sanguins
- les dépressions (ou d'autres maladies psychiques)
- les maladies neurologiques (sclérose multiple, paraplégie)
- les opérations de la prostate
- les maladies vasculaires du corps spongieux du pénis
- l'insuffisance rénale et hépatique
- l'infarctus du myocarde et les accidents cérébro-vasculaires
- les médicaments (par ex. contre l'hypertension et les troubles du rythme cardiaque, les hypolipémiants, les anti-inflammatoires, les antidépresseurs et les diurétiques)
- le tabagisme et l'abus d'alcool

Informations sur le produit

Le **MANUAL Erection System**[®] est un dispositif médical destiné à l'obtention d'une érection. La pompe à vide crée une dépression dans le cylindre autour du pénis. Ainsi, le

corps spongieux se remplit de sang, ce qui conduit à une rigidité du membre. Ensuite, un anneau de constriction est placé à la base du pénis pour prévenir le reflux de sang après le retrait du cylindre et maintenir l'érection. L'érection ainsi obtenue permet une relation sexuelle normale et satisfaisante. Après l'acte sexuel, retirez l'anneau de constriction. Toutes les pièces doivent être conservées dans le sac fourni jusqu'à la prochaine utilisation.

Le **MANUAL Erection System**[®] se compose des pièces suivantes:

- Cône
- Manchon de guidage 1
- Manchon de guidage 2
- Cylindre en verre acrylique
- Tête de pompe manuelle
- 4 anneaux de constriction de taille différente: 10, 12,5, 15 et 20 mm
- Lubrifiant Sylk
- Mode d'emploi
- Malette de rangement

Utilisation

Le **MANUAL Erection System**[®] est simple à utiliser. Vous devez cependant l'essayer en premier lieu, seul et au calme. Plus tard, lorsque vous et votre partenaire serez familiarisés avec l'utilisation du **MANUAL Erection System**[®], vous aurez de bonnes chances de profiter d'une sexualité satisfaisante pour l'un comme pour l'autre, même à un âge avancé, en cas de maladie ou d'handicap physique. **Afin d'obtenir la meilleure érection possible, le choix de l'anneau de constriction adéquat est important.** Un anneau trop grand ne permet pas de maintenir suffisamment l'érection. Dans ce cas, cette dernière diminue ou disparaît complètement après la mise en place de l'anneau. Un anneau trop étroit peut parfois causer des douleurs. Dans ce cas, il faut retirer l'anneau et en replacer un plus grand après avoir obtenu une nouvelle érection.

Le **manchon de guidage 1** sert à enfiler l'anneau de constriction 1 (10 mm) ou 2 (12,5 mm).

Le **manchon de guidage 2** sert à enfiler l'anneau de constriction 3 (15 mm) ou 4 (20 mm).


Le **cône** sert à enfiler les anneaux sur les manchons de guidage.

Ventilation


Un bouton bleu « Air » se trouve sur la tête de la pompe. Il sert à laisser rentrer de l'air si le vide créé est trop important. Ce bouton vous permet de dépressuriser le cylindre et de faire disparaître le vide.

Comment mettre le **MANUAL Erection System**[®] en service


1) Préparer toutes les pièces du **MANUAL Erection System**[®]




- 2) Montez la tête de la pompe sur le cylindre en verre acrylique.




- 3) Montez le cône à l'extrémité opposée (ouverte) du cylindre.




- 4) Commencez avec l'anneau de constriction de taille 20 et enflez-le sur l'extrémité ouverte du cylindre grâce au cône et à un peu de lubrifiant. Retirez le cône. Si l'anneau est trop **grand**, essayez l'anneau **une taille plus petite**.




- 5) Lubrifiez l'extrémité ouverte du cylindre afin d'assurer son étanchéité et son assise. Rasez éventuellement quelques poils pubiens.




6) Enfilez votre pénis non érigé dans le cylindre (par l'extrémité ouverte) muni de son anneau de constriction et pressez le cylindre et la tête de pompe contre votre corps. Ensuite, commencez à pomper afin de créer un vide dans le cylindre. L'érection devient visible. Si le vide est trop important, ou en cas de douleur, vous pouvez faire rentrer de l'air dans le cylindre en appuyant sur le bouton « Air » (ventilation). Ensuite, vous pouvez recommencer.




7) Faites glisser l'anneau de constriction sur le pénis en érection (rapidement et le plus proche possible de la base du pénis).



8) L'érection ainsi obtenue et maintenue sera suffisante pour un rapport sexuel satisfaisant.



9) Après l'orgasme, retirez l'anneau de constriction.



Informations importantes

- L'anneau de constriction ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 minutes.
- Ne vous endormez **PAS** avec l'anneau sur votre pénis car des lésions tissulaires éventuelles dues à une interruption ou une diminution trop longue de l'irrigation sanguine peuvent apparaître.
- Lors de l'orgasme, vous ne verrez pas d'éjaculation car l'anneau de constriction prévient la sortie du sperme hors du pénis. Après le retrait de l'anneau, le sperme s'écoule hors de l'urètre. L'accumulation passagère de sperme ne cause pas de dommages.

- N'utilisez que des lubrifiants à base d'eau !

- Les lubrifiants adéquats SYLK sont disponibles en pharmacie ou directement chez nous (voir étiquette).
- Les anneaux de constriction sont des produits soumis à usure qui doivent être remplacés de temps en temps.
- En cas de dommage d'un des composants, le **MANUAL *Erection System***® ne doit plus être utilisé.
- Vous ne devez utiliser que les anneaux de constriction fournis avec le **MANUAL *Erection System***®.

Effets secondaires

Les effets secondaires suivants peuvent apparaître: hématomes sur le pénis et/ou le gland et lésions tissulaires en cas de création trop rapide et/ou trop forte du vide. Dans ce cas, consultez votre médecin.

Nettoyage

Le **MANUAL *Erection System***® se nettoie facilement avec de l'eau tiède et un savon doux. Pour ce faire, démonter la tête de pompe du cylindre. Nettoyez l'extérieur de la tête de pompe avec un linge humide et du savon. Ne pas utiliser de détergent agressif. Vous pouvez conserver de manière discrète et pratique toutes les pièces dans la mallette de rangement fournie.

Évacuation

Toutes les pièces peuvent être jetées avec les déchets ménagers.

Garantie

La garantie légale est de deux ans sur toutes les pièces sauf les pièces soumises à usure. La garantie exclut les utilisations non conformes comme la chute des pièces sur le sol.

Matériaux

- Tête de pompe et cône: plastique ABS
- Manchons de guidage 1 et 2: plastique ABS
- Cylindre: acrylique
- Anneaux de constriction: polymère biocompatible
- Lubrifiant (soluble dans l'eau)

Toutes les pièces, y compris celles soumises à usure (anneaux de constriction) et le lubrifiant SYLK peuvent être de nouveau commandées.

Made in Germany

CE Dispositif médical de classe I

Fabrication et distribution

KESSEL Marketing & Vertriebs GmbH

Kelsterbacher Str. 28

D-64546 Mörfelden-Walldorf/Germany

Tél. +49 (0) 6105 20 37 20

Fax +49 (0) 6105 45 59 01

service@medintim.de

www.medintim.de