



Bumpi® Rings

Schützt sie, hilft ihm – entspannt zu lieben.

Indikationen:
Frauen mit Endometriose, Gebärmuttervorfall oder Myomias haben manchmal Blutungen oder Schmerzen beim Sex. Medizinisch wird dieses Problem Kollisions-Dyspareunie genannt.

Trotz vielfältiger Ursachen gibt es eine einfache Lösung: Die soften Bumpi® Ringe werden über den Penis gestreift und hinter den Partner so tief, dass die Fingernägel ansetzen. Die Folge: schmerzfreier Sex, keine Angst mehr vor Verletzungen und endlich entspannte, erfüllte Sexualität.

Hinweis:
Auch Männer mit einem sehr großen Penis können die Bumpi® Ringe bequem anwenden (ca. 6 % der Männer sind vom Opulent Male Genital Syndrome, kurz OMG, betroffen).

Anwendung:
Ein oder mehrere softe Bumpi® Ringe werden mit zwei Händen gehoben und vor der Penetration bis zum Penischaft direkt an die Hoden gezozen. Je nach Anzahl der benutzten Bumpi® Ringe kann die Tiefe der Penetration individuell angepasst werden. Zum Abziehen werden die Ringe ebenfalls wieder gehoben und können so entfernt werden.

Die Anwendung des Bumpi® Rings ist einfach, schnell und stört nicht während des Liebespiels. Es besteht keine Gefahr, dass die Bumpi® Ringe bei der Partnerin hineinrutschen könnten.

Cleaning:
Die soften Bumpi® Ringe sollten vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Tragen mit Wasser und Seife gereinigt werden. Nach dem Trocknen können sie sicher in der mitgelieferten Dose aufbewahrt werden.

Reinigung:
Die soften Bumpi® Ringe sollten vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Tragen mit Wasser und Seife gereinigt werden. Nach dem Trocknen können sie sicher in der mitgelieferten Dose aufbewahrt werden.

Material:
TPE (thermoplastischer Elastomer)

Vorteile:
• hautfreundlich, weich, flexibel
• verträglich mit wasserlöslichen Gleitmitteln, Silikonöl, Hautcremes, pflanzlichen Fetten
• biokompatibel, gem. ISO 10993 geprüft
• verträglich mit Kondomen aus Latex und Polysopren
• frei von Latex, Phthalat, Bisphenol-A und Silikon
• ökologisch designet
• langlebig und wiederverwendbar

Hinweis:
Nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber dem genannten Material sollte das Produkt nicht verwendet werden.

Inhalt:
• 3 Bumpi® Ringe
• Dose zur Aufbewahrung
• Gebrauchsanweisung
• 2 x Sachet Sylk Gleitmittel

Hygieneprodukt
Made in Germany

Produkt d'hygiène
Made in Germany

Bumpi® Rings

Protects her, helps him – to love stress-free.

Indications:
Women with endometriosis, prolapse of the uterus or myomas sometimes experience bleeding or pain during sex. The medical name for this problem is collision dyspareunia.

Despite a variety of causes, there is a simple solution: the soft Bumpi® rings are slipped over the penis and in this way prevent the partner penetrating too deep. The result: pain-free sex, no more anxiety about injuries and finally relaxed, fulfilling sexuality.

Note:
Even men with a very large penis can use the Bumpi® rings comfortably (approx. 6 % of men are affected by opulent male genital syndrome, OMG in short).

Application:
One or several soft Bumpi® rings are stretched with both hands, and, before penetration, pulled up the penis shaft right up to the testicles. The depth of penetration can be adjusted individually, depending on the number of Bumpi® rings used. To pull off, the rings are again stretched and can then be removed.

Using the Bumpi® ring is simple, quick and does not interfere with lovemaking. There is no risk of the Bumpi® rings slipping inside the partner.

Cleaning:

The soft Bumpi® rings should be cleaned with water and soap before the first use and after each use. After drying, they can be stored securely in the supplied case.

Material:
TPE (thermoplastischer elastomer)

Advantages:

- friendly to the skin, soft, flexible
- compatible with water-soluble lubricants, silicone oil, skin creams, vegetable fats
- biocompatible, tested to ISO 10993
- compatible with condoms made from latex and polyisoprene
- free from latex, phthalate, bisphenol A and silicone
- biocompatible, gem. ISO 10993 geprüft
- durable and reusable

Note:
Only suitable for external use. Do not use the product if there is known intolerance to its material.

Contents:
• 3 Bumpi® rings
• storage case
• user instructions
• 2 x sachets Sylk lubricant

Hygiene product
Made in Germany

Produit d'hygiène
Made in Germany

Bumpi® Rings

Une protection pour elle, une aide pour lui – pour s'aimer sans appréhension.

Indications :
Les femmes souffrant d'endométriose, d'un prolapsus utérin ou de fibromes ont parfois des saignements ou des douleurs lors des rapports sexuels. C'est ce que la médecine appelle la dyspareunie de collision.

Si les causes sont multiples, il existe cependant une solution simple : glisser sur le pénis, les anneaux souples Bumpi® se collent au pénis et empêchent une pénétration trop profonde. Résultat : des rapports sexuels sans douleur, sans crainte de blessures et une sexualité enfin détendue et éprouvante.

Remarque :
Même les hommes ayant un très gros pénis peuvent utiliser facilement les anneaux Bumpi® (environ 6 % des hommes sont concernés par l'« Opulent Male Genital syndrome » [OMG]).

Utilisation :
Un ou plusieurs anneaux Bumpi® sont étirés à deux mains et, avant la pénétration, tirés jusqu'à la base du pénis directement contre les testicules. La profondeur de la pénétration peut être adaptée individuellement en fonction du nombre d'anneaux Bumpi® utilisés. Après la pénétration, les anneaux peuvent être retirés et peuvent être utilisés à nouveau.

Les anneaux Bumpi® sont faciles et rapides à utiliser et ne gênent pas les ébats. Il n'y a aucun risque que les anneaux Bumpi® glissent chez la partenaire pendant les rapports sexuels.

Nettoyage :
Les anneaux souples Bumpi® doivent être nettoyés au savon et à l'eau avant de les utiliser pour la première fois et après chaque utilisation. Une fois sec, ils peuvent être conservés en toute sécurité dans la boîte fournie.

Matériaux :
TPE (élastomère thermoplastique)

Avantages :

- doux pour la peau, souples, flexibles
- compatibles avec les lubrifiants hydro-solubles, huile de silicone, crèmes corporelles, grasses végétales
- biocompatible, testé en conformité avec la norme ISO 10993
- compatible avec les préservatifs en latex et en polyisoprène
- sans latex, phthalate, bisphénol A et silicone
- écologiquement conçus
- durables et réutilisables

Remarque :
Convenient uniquement à l'usage externe. Ne pas utiliser le produit en cas d'intolérance connue envers le matériau mentionné.

Contenu :
• 3 anneaux Bumpi®
• boîte pour le stockage
• mode d'emploi
• 2 sachets de lubrifiant Sylk

Produit hygiénique
Fabricado en Alemania

Produit d'hygiène
Made in Germany

Bumpi® Rings

La protege a ella, la ayuda a él – descontraídos para amar.

Indicaciones :
Las mujeres con endometriosis, prolapo uterino o miomas presentan lastimaduras o dolor durante el coito. El término médico para este problema es dispareunia de colisión.

Si las causas son múltiples, existe una solución simple: los anillos blandos Bumpi® se colocan en la base del pene para evitar una penetración demasiado profunda. Resultado: relaciones sexuales sin dolor, sin miedo a lesiones y una sexualidad finalmente relajada y placentera.

Nota:
Los hombres con un pene muy grande también pueden usar los anillos Bumpi® (aprox. el 6 % de los hombres tienen el síndrome del macropene, OMG en inglés).

Aplicación:
Antes de la penetración, estirar con las dos manos uno o varios anillos blandos Bumpi® y deslizarlos por el pene hasta las丸丸as. La profundidad de la penetración puede ajustarse individualmente en función del número de anillos Bumpi® utilizados. Una vez retirados, los anillos se pueden volver a utilizar.

Los anillos Bumpi® son fáciles y rápidos de usar y no generan riesgo de que los anillos Bumpi® se deslizen en la pareja.

Limpieza:
Los anillos Bumpi® deben lavarse con agua y jabón antes y después de su primera utilización y cada vez que se utilicen.

Nettoyage :
Les anneaux souples Bumpi® doivent être nettoyés au savon et à l'eau avant de les utiliser pour la première fois et après chaque utilisation. Une fois sec, ils peuvent être conservés en toute sécurité dans la boîte fournie.

Materiale:
TPE (termoplastische Elastomere)

Advantages:

- amigable con la piel, suave, flexible
- compatible con los lubrificantes hidrosolubles, aceite de silicona, cremas corporales, grasas vegetales
- biocompatible, probado según ISO 10993
- compatible con los condones de látex y polisopreno
- sin látex, ftalato, bisfenol A y silicona
- diseño ecológico
- duradero y reutilizable

Nota:
Indicado solo para el uso externo. El producto no se debe usar en caso de intolerancia al material mencionado.

Contenido:
• 3 anillos Bumpi®
• estuche para guardar los anillos
• instrucciones de uso
• 2 sobres de lubricante Sylk

Producto higiénico
Fabricado en Alemania

Producto de higiene
Made in Germany

Bumpi® Rings

Protege a ella, aiuda-o a él – descontraídos para amar.

Indicaciones:
Las mujeres con endometriosis, prolapo uterino o miomas tienen sangrados o dolor durante el coito. El término médico para este problema es dispareunia de colisión.

Si las causas son múltiples, existe una solución simple: los anillos blandos Bumpi® se colocan en la base del pene para evitar una penetración demasiado profunda. Resultado: relaciones sexuales sin dolor, sin miedo a lesiones y una sexualidad finalmente relajada y placentera.

Nota:
Los hombres con un pene muy grande también pueden usar los anillos Bumpi® (aprox. el 6 % de los hombres tienen el síndrome del macropene, OMG en inglés).

Aplicación:
Antes de la penetración, estirar con las dos manos uno o varios anillos blandos Bumpi® y deslizarlos por el pene hasta las丸丸as. La profundidad de la penetración puede ajustarse individualmente en función del número de anillos Bumpi® utilizados. Una vez retirados, los anillos se pueden volver a utilizar.

Los anillos Bumpi® son fáciles y rápidos de usar y no generan riesgo de que los anillos Bumpi® se deslizen en la pareja.

Limpieza:
Los anillos Bumpi® deben lavarse con agua y jabón antes y después de su primera utilización y cada vez que se utilicen.

Nettoyage :
Les anneaux souples Bumpi® doivent être nettoyés au savon et à l'eau avant de les utiliser pour la première fois et après chaque utilisation. Une fois sec, ils peuvent être conservés en toute sécurité dans la boîte fournie.

Materiale:
TPE (termoplastische Elastomere)

Advantages:

- amigable con la piel, suave, flexible
- compatible con los lubrificantes hidrosolubles, aceite de silicona, cremas corporales, grasas vegetales
- biocompatible, probado según ISO 10993
- compatible con los condones de látex y polisopreno
- sin látex, ftalato, bisfenol A y silicona
- diseño ecológico
- duradero y reutilizable

Nota:
Indicado solo para el uso externo. El producto no se debe usar en caso de intolerancia al material mencionado.

Contenido:
• 3 anillos Bumpi®
• estuche para guardar los anillos
• instrucciones de uso
• 2 sobres de lubricante Sylk

Producto higiénico
Fabricado en Alemania

Producto de higiene
Made in Germany

Bumpi® Rings

Beschützt haar, hilft ihm – entspannt liefen und gekröpft.

Indikationer:
Kvinner med endometriose, livmoderframfall eller myom har ofte blodningar eller smerte vid samleie. Det medisinske navnet for dette problemet er dyspareuni.

Le cause sono molteplici ma la soluzione è semplice: le anelli blandi Bumpi® vengono applicati sul pene e impediscono una penetrazione troppo profonda. Il risultato: rapporti sessuali senza dolore, nessun timore di penetrare.

Not:
Også mange menn med en svært stor penis kan komfortabelt bruke Bumpi®-ringene (ca. 6 % av menn er berørt av oversørrelsen).

Oppmerking:
Også mænd med en meget stor penis kan komfortabelt bruke Bumpi®-ringene (ca. 6 % af mænd har endometriose).

Anvendelse:
Fore samlet udvides i eller flere blåde Bumpi®-ringe med begge hænder og trækkes over penisen til peniskatet, ved testiklene for penetreringen. Avhengig av antall brukte Bumpi®-ringene vil de ikke kunne få økende smerte ved testiklene.

Rengjøring:
De myke Bumpi®-ringene skal rennes med vann og såpe før de blir brukt igjen.

Puhdistaminen:
De miuka Bumpi®-renkaiden täytyy myös mielellä, jotta niitä voidaan käyttää uudelleen.

Limpizamiento:
Los anillos blandos Bumpi® se deben lavar con agua y jabón antes y después de su primera utilización y cada vez que se utilicen.

Reinigung:
Die myke Bumpi®-renkaiden må børstes med vann og sæpe før de blir brukt igjen.

Gebruik:
Dit zijn zachte Bumpi®-ringen die gemakkelijk kunnen worden gedragen door mensen met een grote penis. De ringen moeten alleen worden gedragen door mensen met een grote penis.

Huomautus:
Vain ulkoiseen käytöön. Tuotetta ei saa käyttää, jos käyttää jalka- ja sormiin.

Opmerking:
Alleen geschikt voor uitwendig gebruik. Als bekend is dat het genoemde materiaal niet wordt verdronken, mag het product niet worden gebruikt.

Innehåll:
• 3 Bumpi®-ringar
• förvaringslåda
• bruksanvisning

Hygiéneprodukt
Made in Germany

Bumpi® Rings

Skyddar henne, hjälper honom – att älska avslappnat.

Bumpi® Rings

Chroni ją, pomaga jemu – kochać na luzie.

Wskazania:
Kobiety z endometriozą, wypadaniem macicy lub mięśniakami macicy mają czasami krewienia lub odczuwają ból podczas stosunku. W tym samym czasie problem ten nazywany jest dyspareunią kolizyjną.

Mirów wielu przyczyn istnieje proste rozwiązanie: wystarczy nasunąć miękkie pierścienie Bumpi® na penisa i zapobiegać one zbyt głębokiej penetracji przez partnera. Rezultat: Stosunek bez bólu, bez leku przed urazami i wreszcie odprężona, spławnia seksualność.

Wskazówka:
Nawet mniej więcej z bardzo dużym penisem mogą wygodnie używać pierścieni Bumpi® (u okolo 6% mężczyzn występuje Opulent Male Genital Syndrome, w skrócie OMG).**Sposób użycia:**
Jeden lub więcej miękkich pierścieni Bumpi® rozciąga się dwoma rukami i przed penetracją naciąga bezpośrednio na jądro, aby do trzonu penisu. W zależności od liczby i zastosowania pierścienia Bumpi® można indywidualnie dopasować głębokość penetracji. Przy dźlejowaniu pierścienie należy również rozciągnąć i w ten sposób mużemu je usunąć.

Zastosowanie pierścienia Bumpi® jest proste, szybkie i nie przeszkadza w czasie stosunku. Nie ma niebezpieczna, że pierścienie Bumpi® zsuną się do ciała partnerki.

Czyszczenie:
Miękkie pierścienie Bumpi® należy czyszczyć wodą z mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym założeniu. Po wysuszeniu można je bezpiecznie przechowywać w dostarczonym pojemniku.**Materiał:**
TPE (termoplastyczny elastomer)**Výhody:**

- łatwe do krojenia, miękkie, prużne
- kompatybilne z lubrykantami rozpuszczalnymi w wodzie, olejem silikonowym, kremami do skóry, konopią i olejkami eterycznymi
- nieobsahuje latexu, ftalatu, bisfenolu-A i silikonu.
- ekologiczny design
- odolne i opakowane poużytelne

Poznámka:
Vhodné pouze pro externí použití. Výrobek by neměl být používán v případě známé nešťavnitosti uvedeného materiálu.**Obsah:**
• 3 kroužky Bumpi®
• krabička pro składowanie
• návod k použití
• 2 x sachet Sylk gleitmittel**Wskazówka:**
Nadaje się tylko do zastosowania zewnętrzno. Nie stosować produktu w przypadku stwardzonej nietolerancji na wymieniony materiał.Produkt higieniczny
Made in GermanyProdukt higieniczny
Made in Germany**Bumpi® Rings**

Chrání jí a pomáhá jemu – uvolněné milování.

Indikace:
Ženy z endometriozou, výhřev dělohy nebo myomy někdy kvůjcej mají bolesti při sexu. Křečkový se tento problém nazývá kolizní dyspareunia.

Navzdory různým příčinám existuje jednoduché řešení: Měkké kroužky Bumpi® se nasazují na penis a zabrání tak příliš hlubokému proniknutí partnera. Výsledek: bezbolestný sex, žádoucí strach z poranění a konečně uvolněná sexualita.

Poznámka:
Kroužky Bumpi® mohou pohodlně používat i s velmi velkým penisem (približně 6 % mužů trpí syndromem opulentního mužského genitalu, tj. Opulent Male Genital Syndrome, zkráceně OMG).**Použití:**
Jeden nebo více měkkých kroužků Bumpi® se natahnu oběma rukama a před penetrací se přitáhnou až k penisu, přímo k varlátu. V závislosti na počtu použitých kroužků Bumpi® lze individuálně nastavit hloubku penetrace. Při stahování se kroužky také znovu roztahnou, a tím je tak snoucí.

Použití kroužku Bumpi® je jednoduché, rychlé a neruší při milování. Nehrozí, že by kroužky Bumpi® partnerovi sklozly.

Cíštění:
Měkké kroužky Bumpi® je třeba před prvním použitím a po každém použití očistit vodou a mydlem. Po vysušení je můžete bezpečně uložit do přiložené krabičky.**Materiál:**
TPE (termoplastický elastomer)**Výhody:**

- sestrni k pokožce, měkké, pružné
- kompatibilní s lubrikanty rozpuszczalnymi w wodzie, olejem silikonowym, kremami do skóry, konopią i olejkami eterycznymi
- biokompatibilny, testowany podleg ISO 10993
- kompatibilny z lateksowymi i polizoprenowymi kondomami
- nieobsahuje latex, ftalaty, bisfenol-A i silikon.
- ekologiczny design
- odolne i opakowane poużytelne

Poznámka:
Vhodné pouze pro externí použití. Výrobek by neměl být používán v případě známé nešťavnitosti uvedeného materiálu.**Obsah:**
• 3 kroužky Bumpi®
• krabička pro składowanie
• návod k použití
• 2 x sachet Sylk gleitmittel**Hygienický výrobek**
Made in GermanyProdukt higieniczny
Made in Germany**Bumpi® Rings**

Endometriozis ile cinselliği yaşamak.

Endikasyonlar:
Ženy z endometriozou, rahim sarkması veya miyomları olan kadınlarda bazen cinsel ilişkiler sırasında kanama veya ağrı olur. Tipik bu soruna disparotni de verilir.

Navzdory různým příčinám existuje jednoduché řešení: Měkké kroužky Bumpi® se nasazují na penis a zabrání tak příliš hlubokému proniknutí partnera. Výsledek: bezbolestný sex, žádoucí strach z poranění a konečně uvolněná sexualita.

Poznámka:
Kroužky Bumpi® mohou pohodlně používat i s velmi velkým penisem (približně 6 % mužů trpí syndromem opulentního mužského genitalu, tj. Opulent Male Genital Syndrome, zkráceně OMG).**Použití:**
Jeden nebo více měkkých kroužků Bumpi® se natahnu oběma rukama a před penetrací se přitáhnou až k penisu, přímo k varlátu. V závislosti na počtu použitých kroužků Bumpi® lze individuálně nastavit hloubku penetrace. Při stahování se kroužky také znovu roztahnou, a tím je tak snoucí.

Použití kroužku Bumpi® je jednoduché, rychlé a neruší při milování. Nehrozí, že by kroužky Bumpi® partnerovi sklozly.

Cíštění:
Měkké kroužky Bumpi® je třeba před prvním použitím a po každém použití očistit vodou a mydlem. Po vysušení je můžete bezpečně uložit do přiložené krabičky.**Materiál:**
TPE (termoplastický elastomer)**Výhody:**

- sestrni k pokožce, měkké, pružné
- kompatibilní s lubrikanty rozpuszczalnymi w wodzie, olejem silikonowym, kremami do skóry, konopią i olejkami eterycznymi
- biokompatibilny, testowany podleg ISO 10993
- kompatibilny z lateksowymi i polizoprenowymi kondomami
- nieobsahuje latex, ftalaty, bisfenol-A i silikon.
- ekologiczny design
- odolne i opakowane poużytelne

Poznámka:
Vhodné pouze pro externí použití. Výrobek by neměl být používán v případě známé nešťavnitosti uvedeného materiálu.**Obsah:**
• 3 kroužky Bumpi®
• krabička pro składowanie
• návod k použití
• 2 x sachet Sylk gleitmittel**Hygienický výrobek**
Made in GermanyProdukt higieniczny
Made in Germany**Bumpi® Rings**

Endometriozis ile cinselliği yaşamak.

Endikasyonlar:
Endometriozis, rahim sarkması veya miyomları olan kadınlarda bazen cinsel ilişkiler sırasında kanama veya ağrı olur. Tipik bu soruna disparotni de verilir.

Çok cihazlı sebeplerle beraber bulunan bir sorunun çözümü vardır: Yumuşak Bumpi® halkaları penisin üzerinde geçirilmesini ve böylece partnerin çok derine ilerlemesini engeller. Sonuç: Ağrılarından kılçılıkla mücadele edilebilir. Üstelik, Bumpi® halkalarının çok derine ilerlemesini engelleyen bir sorun yoktur.

Poznámka:
Opulent Male Genital Sendromu olan büyük penislerde Bumpi® halkalarını kullanmak kolaydır.**Použití:**
Bir veya daha fazla yumuşak Bumpi® halkası iki elle esnettili ve penetrasyondan önce penisin sağa kada doğrudan testislerle karşılaştırılır. Kullanılan Bumpi® halkalarının sayısına bağlı olarak penetrasyon derinliği bireysel olarak değişebilir. Halkalar yine aynı şekilde esnettilerler. Halkaların genellikle penisin sağa kada doğrudan testislerle karşılaştırılır. Bumpi® halkalarının kullanımı kolay ve hızlidır ve cinsel ilişkiler sırasında rahatsızlığını ve Bumpi® halkalarının partnerin içine kayması tehlikesi söz konusu değildir.**Cıštění:**
Yumuşak Bumpi® halkaları ilk kullanıldığında önce her kullanıldığında sonra su ve sabun ile temizlenmelidir. Kullanıldığında testislerin teması olmamalıdır.**Materiál:**
TPE (termoplastický elastomer)**Výhody:**

- sestrni k pokožce, měkké, pružné
- kompatibilní s lubrikanty rozpuszczalnymi w wodzie, olejem silikonowym, kremami do skóry, konopią i olejkami eterycznymi
- biokompatibilny, testowany podleg ISO 10993
- kompatibilny z lateksowymi i polizoprenowymi kondomami
- nieobsahuje latex, ftalaty, bisfenol-A i silikon.
- ekologiczny design
- odolne i opakowane poużytelne

Poznámka:
Vhodné pouze pro externí použití. Výrobek by neměl být používán v případě známé nešťavnitosti uvedeného materiálu.**Obsah:**
• 3 kroužky Bumpi®
• krabička pro składowanie
• návod k použití
• 2 x sachet Sylk gleitmittel**Hygienický výrobek**
Made in GermanyProdukt higieniczny
Made in Germany**Bumpi® Rings**

Prostatatevéi ekéine, biothéma ekéine –

Endikasyonlar:
Endometriozis, rahim sarkması veya miyomları olan kadınlarda bazen cinsel ilişkiler sırasında kanama veya ağrı olur. Tipik bu soruna disparotni de verilir.

Bumpi® halkalarının penisin üzerinde geçirilmesini ve böylece partnerin çok derine ilerlemesini engeller. Sonuç: Ağrılarından kılçılıkla mücadele edilebilir. Üstelik, Bumpi® halkalarının çok derine ilerlemesini engelleyen bir sorun yoktur.

Poznámka:
Opulent Male Genital Sendromu olan büyük penislerde Bumpi® halkalarını kullanmak kolaydır.**Použití:**
Bir veya daha fazla yumuşak Bumpi® halkası iki elle esnettili ve penetrasyondan önce penisin sağa kada doğrudan testislerle karşılaştırılır. Kullanılan Bumpi® halkalarının sayısına bağlı olarak penetrasyon derinliği bireysel olarak değişebilir. Halkalar yine aynı şekilde esnettilerler. Halkaların genellikle penisin sağa kada doğrudan testislerle karşılaştırılır. Bumpi® halkalarının kullanımı kolay ve hızlidır ve cinsel ilişkiler sırasında rahatsızlığını ve Bumpi® halkalarının partnerin içine kayması tehlikesi söz konusu değildir.**Cıštění:**
Yumuşak Bumpi® halkaları ilk kullanıldığında önce her kullanıldığında sonra su ve sabun ile temizlenmelidir. Kullanıldığında testislerin teması olmamalıdır.**Materiál:**
TPE (termoplastický elastomer)**Výhody:**

- sestrni k pokožce, měkké, pružné
- kompatibilní s lubrikanty rozpuszczalnymi w wodzie, olejem silikonowym, kremami do skóry, konopią i olejkami eterycznymi
- biokompatibilny, testowany podleg ISO 10993
- kompatibilny z lateksowymi i polizoprenowymi kondomami
- nieobsahuje latex, ftalaty, bisfenol-A i silikon.
- ekologiczny design
- odolne i opakowane poużytelne

Poznámka:
Vhodné pouze pro externí použití. Výrobek by neměl být používán v případě známé nešťavnitosti uvedeného materiálu.**Obsah:**
• 3 kroužky Bumpi®
• krabička pro składowanie
• návod k použití
• 2 x sachet Sylk gleitmittel**Hygienický výrobek**
Made in Germany**Bumpi® Rings**

Biothéma ekéine –

Endikasyonlar:
Endometriozis, rahim sarkması veya miyomları olan kadınlarda bazen cinsel ilişkiler sırasında kanama veya ağrı olur. Tipik bu soruna disparotni de verilir.

Bumpi® halkalarının penisin üzerinde geçirilmesini ve böylece partnerin çok derine ilerlemesini engeller. Sonuç: Ağrılarından kılçılıkla mücadele edilebilir. Üstelik, Bumpi® halkalarının çok derine ilerlemesini engelleyen bir sorun yoktur.

Poznámka:
Opulent Male Genital Sendromu olan büyük penislerde Bumpi® halkalarını kullanmak kolaydır.**Použití:**
Bir veya daha fazla yumuşak Bumpi® halkası iki elle esnettili ve penetrasyondan önce penisin sağa kada doğrudan testislerle karşılaştırılır. Kullanılan Bumpi® halkalarının sayısına bağlı olarak penetrasyon derinliği bireysel olarak değişebilir. Halkalar yine aynı şekilde esnettilerler. Halkaların genellikle penisin sağa kada doğrudan testislerle karşılaştırılır. Bumpi® halkalarının kullanımı kolay ve hızlidır ve cinsel ilişkiler sırasında rahatsızlığını ve Bumpi® halkalarının partnerin içine kayması tehlikesi söz konusu değildir.**Cıštění:**
Yumuşak Bumpi® halkaları ilk kullanıldığında önce her kullanıldığında sonra su ve sabun ile temizlenmelidir. Kullanıldığında testislerin teması olmamalıdır.**Materiál:**
TPE (termoplastický elastomer)**Výhody:**

- sestrni k pokožce, měkké, pružné
- kompatibilní s lubrikanty rozpuszczalnymi w wodzie, olejem silikonowym, kremami do skóry, konopią i olejkami eterycznymi
- biokompatibilny, testowany podleg ISO 10993
- kompatibilny z lateksowymi i polizoprenowymi kondomami
- nieobsahuje latex, ftalaty, bisfenol-A i silikon.
- ekologiczny design
- odolne i opakowane poużytelne

Poznámka:
Vhodné pouze pro externí použití. Výrobek by neměl být používán v případě známé nešťavnitosti uvedeného materiálu.**Obsah:**
• 3 k