



# Active LoopRing,

## Aide à l'érection

**ACTIVE** LoopRing (ALR) est un dispositif médical destiné aux hommes souffrant d'impuissance (dysfonction érectile). **ACTIVE** LoopRing est adaptable et destiné à l'amélioration de l'érection. Il est utilisé par des hommes qui ne sont pas satisfaits de la qualité de leur érection ou par des hommes dont la qualité de l'érection n'est pas suffisante pour un rapport sexuel.

### Caractéristiques

L'ALR est blocable et adaptable individuellement, **ACTIVE** LoopRing est une boucle en TPE (thermoplast) dans laquelle le pénis est introduit (jusqu'à sa base, devant les testicules). La boucle est ensuite resserrée. La pression ainsi créée réduit le retour du sang du pénis vers le corps.

**Matériaux** : TPE ( thermoplast)

**Utilisation** : Attendez 60 minutes entre deux utilisations, Ne l'utilisez jamais plus de 30 minutes.

**Fabriqué** en Allemagne

### Distributeur Français:

Bivea  
ZA Actipolis  
Av Ferdinand de Lesseps  
33610 Canéjan  
Tél : 05 57 26 09 00  
Fax : 05 57 26 53 48  
info@bivea.com